

TECHNOLOGUE LABORATOIRE

Fonction

Tu vas être diplômé Technologue de laboratoire médical prochainement. Tu souhaites une première expérience dans un nouveau laboratoire de pointe ? Alors rejoins nous dans l'aventure du Pôle Hospitalier Cœur du Hainaut regroupant les laboratoires de l'hôpital Ambroise Paré et de TIVOLI.

Au sein de nos différents secteurs, tu exécuteras et interprèteras, sur prescription médicale et sous la responsabilité du biologiste chef du laboratoire, des analyses médicales qui concourent au dépistage, au diagnostic et/ou au traitement des maladies.

Tes tâches principales seront de :

- réaliser les manipulations techniques au sein du Laboratoire
- réceptionner et trier les échantillons afin d'effectuer les analyses
- effectuer des analyses en utilisant divers automates et appareils spécifiques
- analyser les résultats des tests, en discuter avec les collègues ou le supérieur si nécessaire
- valider les résultats et les transmettre aux médecins
- étalonner et entretenir les appareils, noter les données dans un livre de bord
- en cas de problème technique, identifier les causes et contacter le supérieur ou un fournisseur
- te tenir régulièrement au courant des informations écrites ou orales : participer aux réunions du secteur, prendre connaissance des documents, des valves, etc
- t'impliquer dans le SMQ (Système Management Qualité) : maintien de la base de données documentaire, amélioration continue, etc

Profil

- Etre dans les conditions légales d'exercice de la fonction
- S'engager à participer aux formations (techniques, scientifiques et informatiques spécifiques à la fonction) obligatoires
- Compétences requises : rigueur et précision, esprit critique, capacité d'organisation, prise d'initiative, capacité d'adaptation, esprit d'équipe, motivation, envie d'apprendre, dynamisme.

Offre

- Une première expérience professionnelle sous contrat à durée déterminée.
- Une rémunération en lien avec la fonction.
- Les candidatures complètes (CV, lettre de motivation) doivent nous parvenir uniquement via notre site web.



1. Télécharger une application : QR Code
2. Scanner le QR code
3. Ouvrir le navigateur (si l'application le demande)

